

Dipartimento Veterinario FISE

Linee guida Lockcon AG per il prelievo e la gestione dei campioni biologici

02/12/2024

Si descrivono di seguito le procedure specifiche per garantire l'integrità e la sicurezza dei campioni raccolti durante le procedure antidoping e per il loro trasporto.

Il testo di seguito non ha carattere di ufficialità, ma è offerto a carattere indicativo e divulgativo quale traduzione del testo originale che resta l'unico testo ufficiale a cui si rimanda per ogni dettaglio o aggiornamento (<https://lockcon.ch/handlingguidelines/>). Sul sito ufficiale di cui al precedente link sono presenti immagini e video che descrivono la procedura.

Procedura per il prelievo dei campioni di urina:

1. Verifica preliminare:

- Assicurarsi che la confezione sia intatta e che la perforazione di apertura non sia stata manomessa.
- Controllare che tutti i componenti del kit abbiano lo stesso numero identificativo univoco.

2. Raccolta del campione:

- Aprire la confezione strappando la perforazione.
- Estrarre le bottiglie e i tappi, evitando di toccare l'interno.
- Versare la quantità richiesta di urina in ciascuna bottiglia:
 - Campione B: 30 ml (fino al limite inferiore dell'etichetta blu).
 - Campione A: 60 ml (fino al limite superiore dell'etichetta rossa).
- Chiudere le bottiglie avvitando i tappi corrispondenti (rosso per l'etichetta rossa, blu per l'etichetta blu) in senso orario.

3. Preparazione per la spedizione:

- Inserire ciascuna bottiglia chiusa in una busta impermeabile e antieffrazione, assicurandosi che ogni busta contenga un sacchetto assorbente.
- Chiudere le buste rimuovendo la striscia bianca adesiva e premendo saldamente.
- Riporre le bottiglie nella confezione originale, ampliando i compartimenti interni piegando gli inserti, se necessario.
- Chiudere la confezione inserendo l'estremità anteriore superiore sotto il lato frontale della scatola.

Termini di utilizzo:

I sistemi forniti da Lockcon AG devono essere utilizzati seguendo esattamente le istruzioni. Non utilizzare set o componenti danneggiati, incompleti, manomessi o comunque non idonei. Lockcon AG non è responsabile per eventuali danni derivanti dall'uso improprio dei suoi prodotti.

Per ulteriori dettagli o esigenze specifiche, è possibile contattare Lockcon AG attraverso le informazioni fornite sul loro sito web.